

51.1 mm

181.5 mm

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

УМНАЯ ЗУБНАЯ ЩЕТКА SIBLING

В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ:

- Ультразвуковая электрическая зубная щетка – 1 шт.
- Насадка – 2 шт.
- Зарядная USB-станция – 1 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ

Шаг 1.
Перед использованием, пожалуйста, зарядите устройство.

Надпись «ON» означает зарядку устройства. Просто поставьте щетку на зарядную станцию.

Примечание:
Если устройство не использовалось в течение длительного времени, индикатор зарядки может не отображаться во время зарядки зубной щетки. Пожалуйста, подождите 3-5 минут, чтобы зарядка отображалась корректно.

Шаг 2.
Установите новую насадку, как показано на рисунке. Если вам нужна новая щетка, просто потяните ее, как показано на втором рисунке.

Зазор в 0,8 мм между насадкой и корпусом зубной щетки является необходимым конструктивным решением, а не признаком низкого качества устройства.

Шаг 3.
Нажмите щипцами и выдвиньте соответствующее количество зубной пасты. Прикоснитесь датчиком к зубной части и поверхности зуба в любой полости рта.

Шаг 4.
Нажмите на кнопку ВКЛ, приложите щетку к зубам и совершите плавные движения вверх/вниз, чтобы почистить их наружную и внутреннюю поверхности.
Плотно прижмите насадку к зубам. Рекомендуемое время чистки зубов для каждой области составляет 30 секунд. Когда 30-секундная часть этой области будет завершена, электрическая зубная щетка ненадолго со звуком сообщит вам о необходимости чистки следующей области.

Шаг 5.
Вы можете нажать кнопку переключения режима на зубной щетке, чтобы переключить режим в соответствии с личными предпочтениями.

ВКЛ / ВЫКЛ / ПОДТВЕРДИТЬ
РЕЖИМ

Примечание:

- Частотный режим автоматически по умолчанию.
- Переключите режимы: в течение 5 секунд после зарядки, коротко нажмите кнопку переключения режима, чтобы изменить режим работы щетки.
- Автоматическая память режима: используйте любой режим более 5 секунд, система запомнит этот режим. Режим памяти активируется по умолчанию при следующем включении.

Шаг 6.
Когда время чистки зубов достигнет 2 минут, электрическая зубная щетка автоматически остановится.
После чистки зубов проведите щетку проточной водой и стряхните с ней лишнюю воду. Храните насадку зубной щетки в сухом и проветриваемом месте.

Примечание:

- Если вы хотите оставить электрическую зубную щетку во время чистки полости рта, нажмите кнопку Выкл коротким нажатием.
- Если устройство не будет использоваться в течение длительного времени, пожалуйста, выньте кнопку питания и тщательно очистите электрическую зубную щетку. Храните устройство в прохладном и сухом месте.
- Рекомендуется заменять насадку зубной щетки каждые 3 месяца.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование: Умная зубная щетка
Артикул: R050701018 - FB/PL
Цвет: Черный/Белый

Наименование сертификата/технические: 3.7 В - 1.85 Вч

Зарядка: Беспроводная USB-станция

Потребление: 0,8 - 100 мА

Время работы: 30-45 дней (*)

Емкость аккумулятора: 1100 мАч (**)

Время зарядки: 12 часов (***)

* Рассчитано в соответствии со временем работы 2 минут 3 раза в день.
** Емкость аккумулятора в диапазоне «50 мАч».
*** Рекомендуется использовать зарядное устройство USB или USB-C.

FAQ

Чтобы сэкономить ваше время и избежать нежелательных расходов, пожалуйста, выполните следующее простое проверочное действие перед обращением в профессиональную сервисную службу.

1. Мощность щетки ослабла

- Проверьте, плотно ли прилегает зубная щетка к зубам.
- Убедитесь, что зазор между насадкой щетки и опорными коронками не слишком велик.

РЕШЕНИЕ:

- Аккуратно промойте насадку щетки к зубам.
- Смените насадку щетки с корпуса и снова насадите ее, соблюдая определенное расстояние между насадкой и корпусом.

2. Зубная щетка работает только в течение короткого времени

- Проверьте, правильно ли подключены зарядная база и интерфейс зарядки в нижней части основного корпуса щетки и горел ли индикатор зарядки на время зарядки щетки.
- Убедитесь, что мощность достаточна.

РЕШЕНИЕ:

- Очистите зарядную станцию.
- Срок службы батареи истек.

3. Зубная щетка не работает

- Установите щетку вертикально на зарядное устройство и убедитесь в том, что горит красный индикатор.

РЕШЕНИЕ:

- Почистите, зарядите устройство.
- Почистите, замените аккумулятор в авторизованном центре обслуживания клиентов.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

По истечении срока службы данного устройства, пожалуйста, не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Пожалуйста, поместите устройство в специально отведенное для утилизации место.

ВНИМАНИЕ!

- Пожалуйста, проверяйте, не повреждено ли устройство перед каждой его использованием. Если устройство повреждено, не используйте его.
- Перед подключением источника питания, пожалуйста, проверьте, соответствует ли напряжение местной источника питания наименованию, указанному на устройстве.
- Пользователи, которые передают операцию по чистке рта, должны использовать устройство под руководством стоматолога.
- Не используйте насадку для зубной щетки, не предназначенную производителем.
- Если у вас есть кардиостимулятор или установленные другие устройства, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом или производителем имплантированного устройства перед использованием.
- Данное устройство не подходит для младенцев и маленьких детей. Пожалуйста, держите его в недоступном для младенцев и маленьких детей месте. Данное устройство нельзя использовать в качестве игрушки.
- Данное устройство подходит только для чистки полости рта, не используйте для других целей.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если устройство не используется в течение длительного времени, пожалуйста, зарядите его в прохладном и сухом месте и отключите от сети питания для зарядки, чтобы избежать пожара или других опасностей.
- Во время зарядки не используйте, пожалуйста, не снимайте насадку щетки с фронтальной силой, или дождитесь выдвигания.
- Не делайте насадку щетки с семей или другими людьми.
- Рекомендуется заменять насадку щетки каждые 3 месяца.

Примечание: даже при наличии здоровья зубов, начало использования этого устройства может вызвать повышение или раздражение при первом использовании. Это симптом обычно проходит в течение одной-двух недель. Если вы чувствуете дискомфорт более двух недель, это может свидетельствовать о том, что ваши десны в воспалительном состоянии. В этом случае вам следует прекратить использование данного устройства и проконсультироваться со стоматологом.

УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ

Скачайте и установите приложение SIBLING на телефон или планшет

Приложение доступно для скачивания по QR-коду в Google Play или App Store

РЕГИСТРАЦИЯ АКАУНТА

1) При регистрации нового аккаунта либо зайдите в уже созданную ранее учетную запись.

2) При регистрации нового аккаунта следуйте инструкциям в приложении.

3) Создание учетной записи возможно с помощью электронной почты. На ней будет отправлен проверочный код подтверждения аккаунта.

ДОБАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Для добавления устройства в приложение нажмите Bluetooth на смартфоне.
После 1-2х минут включения на зубной щетке, после этого можно приступать к добавлению устройства в приложение. Убедитесь, что Bluetooth включен в настройках щетки.
В приложении нажмите «Новый» и в появившемся окне выберите устройство.
Зубная щетка добавится автоматически.

ВОЗВРАТ И ОБМЕН

Срок: вернуть или обменять товар возможно в течение 14 дней с момента покупки, при условии сохранения чека, упаковки и товарного вида устройства. В случае неисправности обмен товара осуществляется в течение всего гарантийного срока, указанного в руководстве пользователя на конкретную модель устройства.
Товар не подлежит обмену, если использовались силиконовые насадки, продаваемые в комплекте с устройством. После получения уведомления от сервисного центра.
После получения уведомления от сервисного центра.
• Заключив брак, Исполнитель обязуется за свой счет произвести замену неисправного устройства на аналогичный товар в течение 30 дней.
• Неисправности по вине покупателя. Безвозвратный обмен системы створчатой сдвигной покупателем товар обратно покупателю.

ГАРАНТИЯ

Гарантия: 1 год с даты продажи

Гарантия НЕ распространяется на следующие случаи:

- Естественный износ устройства (взрывание, потопление, изменение цвета и другие изменения внешнего вида, возникающие со временем).
- Повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства, хранения с недостаточной, очень высокой, повышенной или другой внешней влажностью.
- Повреждения, вызванные использованием устройства с нарушением условий и параметров работы, установленных данным руководством пользователя. Игнорирование на него ответственности за ущерб, нанесенный неправильным использованием устройства.

Подробнее о гарантии на сайте:

sibling.ru

НАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ?

- На сайт www.sibling.ru написать онлайн-консультанту в чат.
- Отправить обращение на почту info@sibling.ru.
- Позвонить по номеру **8-800-775-74-75** (звонок по России бесплатен)

Мы всегда рады помочь и ответить на все интересующие вас вопросы!